

Valpreventie: Optiseat®



De toepassing van de Optiseat®

Valincidenten zijn een bron van zorg in verzorgings- en verpleeghuizen. De Optiseat® is een duurzame methode van valpreventie. Het kussen is uitgerust met een sensor die druk registreert. Staat de cliënt op uit de stoel, dan reageert de Optiseat® direct met een piepsignaal. De Optiseat® zendt een signaal door naar een ontvanger, mits de cliënt niet binnen de ingestelde tijd weer terug gaat zitten.

- De microprocessor van de Optiseat® maakt het mogelijk de programmering aan patiënten aan te passen.
- Per ontvanger kunnen tot maximaal 16 kussens worden geprogrammeerd.
- De Optiseat® is ook leverbaar in een uitvoering, waarbij de sensor in een stoel is ingebouwd. Er wordt dan dus geen gebruik gemaakt van een los kussen, maar van een complete stoel.

De kenmerken van de Optiseat®

- De Optiseat® is waterdicht, zuurstof-doorlatend en van anti-slipmateriaal vervaardigd en past moeiteloos op iedere stoelzitting.
- Als het verzorgend personeel vergeet het systeem in te schakelen, geeft de Optiseat® een signaal.
- De duur van het vertragingssignaal is instelbaar.
- De Optiseat® heeft een preventieve werking aangezien sommige patiënten zichzelf corrigeren
- Eenvoudig bedienbaar door middel van een enkele toets.



Voor nadere informatie of een demonstratie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0181 – 620535.