

Tilbanden



De toepassing van tilbanden

Tilbanden worden gebruikt in combinatie met een til- of een sta- of een plafondlift. Bij alle tilliften, die Vitaflex in haar assortiment heeft, is een breed gamma aan tilbanden leverbaar. Te denken valt aan toiletbanden, persoonsgebonden verblijfsbanden of bijvoorbeeld tilbanden voor gebruik in douche of bad. Alle tilbanden zijn eenvoudig in het gebruik en geven de patiënt een grote veiligheid. De keuze van model en materiaal tilband wordt bepaald door de mogelijkheden van de gebruiker en de omstandigheden waaronder het materiaal gebruikt moet worden.

Bevestiging tilbanden aan tillift

Om een tilband aan een lift te kunnen gebruiken worden er lussen of clips gebruikt. Alle tilbanden voor 2-puntsjukken zijn voorzien van lussen. Alle tilbanden voor 4-puntsjukken zijn voorzien van clips. Ook leverbaar zijn lussen bevestigd aan een clip.

Dit is een tussenoplossing voor situaties waar een zorgvrager bijvoorbeeld wordt getild op de ene afdeling met een 2-puntsjuk en op een andere afdeling met een 4-puntsjuk (dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van verblijfsbanden waar de tilband achter de zorgvrager blijft zitten gedurende de dag).

Clipbevestiging



Lussenbevestiging aan clip



Tilbanden

De Basic tilband

De Basic tilband is ontwikkeld voor de meest voorkomende tilsituaties. Deze tilband zorgt voor een rechtop zittende houding en ondersteunt de patiënt onder de benen en bij de schouders. De verstevigde beenstukken garanderen het gemakkelijk aanbrengen en verwijderen van de tilband.

Op de rugzijde is een zakje aangebracht waar de verzorgende een hand in kan plaatsen om op die manier de tilband eenvoudig op de juiste plaats aan te brengen bij een zittende patiënt. De armen worden binnen de tilband geplaatst. De tilband is verkrijgbaar in verschillende materialen en maten.



De Flexibele tilband

De Flexibele tilband is ontwikkeld voor tilsituaties waarbij de patiënt een flexibele tilband nodig heeft (voor gebruik in bijvoorbeeld orthese-stoelen) en extra hoofdondersteuning.

De Flexibele tilband zorgt voor een wat achteroverleunende houding en ondersteunt de patiënt onder de benen en achter het hoofd. De verstevigde beenstukken garanderen het gemakkelijk aanbrengen en verwijderen van de tilband.

De Flexibele tilband heeft nergens verdikkingen of andere stiksels, waardoor de band bij uitstek geschikt is om achter te blijven in de stoel, een pure persoonsgebonden tilband. De armen worden binnen of buiten de tilband geplaatst. De tilband is verkrijgbaar in verschillende maten.



De Classic tilband

De Classic tilband is speciaal ontwikkeld voor patiënten met een hoge beenamputatie en/of een gevoelige huid. De tilband is persoonsgebonden en blijft na de transfer achter in de stoel, onder de patiënt.

De Classic tilband zorgt voor een rechtop zittende houding en ondersteunt de patiënt onder de benen en bij de schouders. De tilband is gemaakt van polyesternet en heeft geen druk- of wrijvingspunten, zodat hij comfortabel onder de patiënt kan blijven.

De armen worden binnen de tilband geplaatst. De tilband is verkrijgbaar in verschillende maten.

Tilbanden

De Hygiëne tilband

De Hygiëne tilband is ontworpen voor transfers naar het toilet. De Hygiëne tilband zorgt voor een rechtop zittende houding en ondersteunt de patiënt onder de benen en achter de rug. Een goede rompstabiliteit is vereist voor een juist gebruik van deze band.

De opening aan de onderzijde is relatief groot zodat kleding gemakkelijk aangebracht en verwijderd kan worden voor toiletbezoek. Een buikfixatie verzekert toegevoegde veiligheid.

De Hygiëne tilband wordt onder de armen geplaatst en is verkrijgbaar in diverse maten.



De HighBack tilband

De HighBack tilband is ontwikkeld voor de meest voorkomende tilsituaties en waar de patiënt extra hoofdondersteuning nodig heeft. Deze tilband zorgt voor een rechtop zittende houding en ondersteunt de patiënt onder de benen en bij het hoofd. De verstevigde beenstukken garanderen het gemakkelijk aanbrengen en verwijderen van de tilband.

Op de rugzijde is een zakje aangebracht waar de verzorgende een hand in kan plaatsen om op die manier de tilband eenvoudig op de juiste plaats aan te brengen bij een zittende patiënt.

De armen worden binnen de tilband geplaatst. De tilband is verkrijgbaar in verschillende materialen en maten.



De Disposable tilband

De Disposable tilband is gemaakt van duurzaam niet recupereerbaar materiaal. De tilband biedt hoofdondersteuning tijdens de transfers. Deze tilband biedt een uitstekende oplossing indien er kans is op infecties als bijv. MRSA. De tilband kan niet worden gewassen en dient dan ook te worden verwijderd indien de tilband te vuil geworden is om nog te gebruiken.

De Disposable tilband zorgt voor een rechtop zittende houding en ondersteunt de patiënt onder de benen en bij de schouders. De verstevigde beenstukken garanderen het gemakkelijk aanbrengen en verwijderen van de tilband. Op de rugzijde is een zakje aangebracht waar de verzorgende een hand kan plaatsen om op die manier de tilband eenvoudig op de juiste plaats aan te brengen bij een zittende patiënt. De armen worden binnen de tilband geplaatst.

Leverbaar in verschillende maten.



Tilbanden

De Vierpuntsband

Deze tilband wordt gebruikt in combinatie met een 4-puntsjuk.



De Stretcher tilband

De Stretcher tilband wordt altijd gebruikt in combinatie met een stretcherjuk.



Een stretcherjuk wordt gebruikt in combinatie met een passieve tillift EVA of een plafondlift Rise voor horizontale transfers, bijvoorbeeld op IC of OK afdelingen in een ziekenhuis. Het stretcherjuk is in breedte instelbaar door de zijjukken in- of uit te schuiven op de vereiste stand; maatwerk in de transfer dus.

Het is standaard uitgerust met een geïntegreerde balancer, die ervoor zorgt dat de patiënt altijd perfect in balans in het stretcherjuk geplaatst kan worden. Doordat de balancer geïntegreerd is in het juk, wordt er ook geen kostbare tilhoogte verloren. Het juk is via een ontkoppelingsadaptor snel en eenvoudig te wisselen met een ander tiljuk.

De StandUp tilband t.b.v. actieve tilliften

De StandUp tilband is een tilband voor een actieve lift. De StandUp tilband is verkrijgbaar in diverse maten.



Hygiëne en wassen van de tilbanden

Afgezien van de Disposable tilband kunnen alle tilbanden worden gewassen in 70°C water en gedroogd op een lagere temperatuur (45-50°C). De wasinstructies zijn vermeld op een label dat is bevestigd aan iedere tilband.

Op onze website www.vitaflex.nl kunt u een demonstratievideo van de diverse tilbanden bekijken.

Voor nadere informatie of een demonstratie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0181 – 620535.