

## Quick Move

### Het perfecte hulpmiddel voor actieve transfers



#### De toepassing van de Quick Move

De Quick Move is een actief transfer- en transporthulpmiddel, ontworpen voor cliënten met een slechte balans en verminderde kracht in de beenspieren.

De Quick Move is een uitstekend alternatief voor een actieve tillift in situaties waarin het gebruik van een actieve tillift nog niet noodzakelijk is.

De Quick Move is geschikt voor zowel privé gebruik in huis als voor gebruik in instellingen voor de gezondheidszorg.

- De Quick Move is voorzien van twee zitdelen, die opzij geklapt kunnen worden. De zitdiepte kan in twee standen worden ingesteld.
- De beklede kniesteun is in zowel in hoogte als in diepte instelbaar en kantelbaar.
- De Quick Move is voorzien van hoekverstelling, die tegelijkertijd de hoogte van de zitting en de handgrepen aanpast voor optimaal zitcomfort.
- De Quick Move is voorzien van een solide afneembare voetenplaat, voorzien van antislip.


#### De kenmerken van de Quick Move

- De Quick Move traint de nog aanwezige spierkracht van cliënten door hen actief bij de transfer te betrekken.
- De handgrepen van de Quick Move zorgen er voor dat het opstaan en het zitten van cliënten op ergonomisch verantwoorde wijze plaatsvindt.



## Quick Move

Het perfecte hulpmiddel voor actieve transfers



### Technische gegevens

- Totale lengte: 98 cm
- Spreiding onderstel : 79 cm  
(gemeten aan binnenzijde)
- Hoogte vanaf grond: 93 - 104 cm
- Maximale zithoogte; 85 cm
- Hoogte aanpassing kniesteun: 42-62 cm  
(gemeten vanaf voetenplaat)
- Diepte aanpassing kniesteun: 11 cm
- Eigen gewicht 35 kg
- Max. gebruikersgewicht: 170 kg
- Doorsnede wielen: 8 cm
- Uitvoering: Gepoedercoat staal



Voor nadere informatie of een demonstratie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0181 – 620535.